

## Mthfr ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P42898

商品番号: CM0018491



### 前書き

ヒトメチレンテトラヒドロ葉酸レダクターゼ（MTHFR）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。葉酸およびメチオニン代謝、ならびに関連する疾患バリエーションの研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | MTHFR ウサギpAb                                         |
| 備考/別名       | MTHFR                                                |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 4524                                                 |
| GeneID      | 4524                                                 |
| 免疫原         | ヒトMTHFR (NP_005948.3) のアミノ酸1-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション    | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性       | ラット                                                  |
| SWISS       | P42898                                               |
| タンパク質分子量    | 75kDa                                                |
| 配送          | 氷袋                                                   |