

## Wb、Elisa用MybウサギPab - P10242

商品番号: CM0017661

### 前書き

WBおよびELISA用MYBウサギポリクローナル抗体（P10242）。ヒトMYBのアミノ酸380～640内にある合成ペプチド免疫原に由来します。転写研究におけるヒトサンプルに適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | MYBウサギpAb                                            |
| 備考/別名      | efg、Cmyb、c-myb、c-myb_CDS、MYB                         |
| 生物種        | ヒト                                                   |
| GeneID（ヒト） | 4602                                                 |
| GeneID     | 4602                                                 |
| 免疫原        | 合成ペプチド ヒトMYB（NP_005366.2）のアミノ酸380～640内の配列に対応する合成ペプチド |
| 由来         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性      | ヒト                                                   |
| SWISS      | P10242                                               |
| タンパク質分子量   | 72kDa                                                |
| 配送         | 保冷バッグ                                                |