

Myh6/Myh7 ウサギPolymab®（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P13533 / P12883

商品番号: CM0009406

前書き

ヒトMYH6/MYH7（心筋ミオシン重鎖アルファ/ベータ）を対象とした組換えウサギPolymAb®です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。心血管研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH6/MYH7 ウサギPolymAb®
別名	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC; CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4624/4625
GeneID	4624/4625
免疫原	合成ペプチド：ヒトMYH6/MYH7 (NP_002462.2) のアミノ酸1730～1830領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13533/P12883
タンパク質分子量	223kDa
輸送方法	保冷剤