

Myod1 ウサギ Pab（Wb・Elisa用） - P15172

商品番号: CM0016729

前書き

ヒトMyoD1（SWISS: P15172）を標的とするMyoD1ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで信頼性の高い検出を実現し、マウスとの交差反応性を有しており、筋分化および筋形成研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MyoD1 ウサギ pAb
略号/別名	PUM; MYF3; MYOD; CMYP17; bHLHcl; MYODRIF; MyoD1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4654
遺伝子ID	4654
免疫原	ヒトMyoD1（NP_002469.2）のアミノ酸226～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P15172
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	氷袋