

Myom2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P54296

商品番号: CM0019029

前書き

MYOM2 Rabbit

pAbは、ヒトMYOM2に対して作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。筋原線維Mバンドの構造やサルコメア（筋節）の組織化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYOM2 Rabbit pAb
別名	TTNAP; MYOM2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9172
GeneID	9172
免疫原	ヒトMYOM2（NP_003961.3）のアミノ酸1-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54296
タンパク質分子量	165kDa
発送方法	保冷剤