


Naf1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Hr8

商品番号: CM0022331



前書き

ヒトNAF1のアミノ酸150-400に対応する組換え融合タンパク質に対して作製されたこの抗体は、リボソーム生合成研究におけるウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで、ヒト、マウス、ラットのNAF1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAF1 ウサギ pAb
備考/別名	NAF1
種	ヒト
GeneID	92345
免疫原	ヒトNAF1（NP_612395.2）のアミノ酸150-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96HR8
タンパク質分子量	54 kDa
発送	保冷バッグ