

Wb、Ihc-P、Elisa用Neurl1Bウサギポリクローナル抗体 - A8Mq27

商品番号: CM0019866

前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのNEURL1Bウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞質に局在するNotch経路調節因子、E3ユビキチン・プロテインリガーゼNEURL1Bを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NEURL1BウサギpAb
備考／別名	neur2; NEURL3; RNF67B; hNeur2; NEURL1B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	54492
GeneID	54492
免疫原	ヒトNEURL1B（NP_001136123.1）のアミノ酸270～440に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	A8MQ27
タンパク質分子量	59kDa
輸送	保冷剤