

## Wb、If/Icc、Elisa用Nfkb1ウサギポリクローナル抗体 - P19838

商品番号: CM0015082



### 前書き

WB、IF/ICC、ELISA用NFKB1ウサギポリクローナル抗体

(p105/p50)。ヒト、マウス、ラットのNFKB1を検出します。NFKB1は炎症および免疫における重要な転写因子です。シグナル伝達および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | NFKB1ウサギポリクローナル抗体                                                                                              |
| 備考/別名       | KBFI; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1 |
| 種           | ヒト                                                                                                             |
| GeneID (ヒト) | 4790                                                                                                           |
| GeneID      | 4790                                                                                                           |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトNFKB1 (NP_001158884.1) のアミノ酸41-365に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。                                             |
| ソース         | ウサギ                                                                                                            |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                                                                      |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                              |
| 交差反応性       | ヒト, マウス, ラット                                                                                                   |
| SWISS       | P19838                                                                                                         |
| タンパク質分子量    | 105kDa                                                                                                         |
| 配送          | アイスパック                                                                                                         |