

Nfya ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Ihc-P、Chip、Elisa用） - P23511

商品番号: CM0011041



前書き

NFYA (NF-YA) に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、IHC-P、ChIP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、転写およびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NFYA ウサギモノクローナル抗体
別名	HAP2; CBF-A; CBF-B; NF-YA
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4800
遺伝子ID	4800
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトNFYA (NP_002496.1) のアミノ酸262～332番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IHC-P、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23511
タンパク質分子量	34kDa/37kDa
発送方法	保冷剤