


Nur77 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P22736

商品番号: CM0016274



前書き

ヒトNUR77（NR4A1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。核内受容体シグナル伝達、炎症、癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUR77 ウサギ pAb
備考/別名	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3164
GeneID	3164
免疫原	ヒトNUR77（NP_002126.2）のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P22736
タンパク質分子量	64kDa
発送	保冷バッグ