

オクルディン ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q16625

商品番号: CM0013617



前書き

ヒトオクルディン（UniProt Q16625）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適用可能で、マウス・ラットと交差反応します。タイトジャンクションや細胞透過性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	オクルディン Rabbit pAb
別名	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; オクルディン
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	100506658
GeneID	100506658
免疫原	ヒトオクルディン（NP_002529.1）のアミノ酸350～450番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16625
タンパク質分子量	59kDa
輸送方法	氷袋