

Wb、If/Icc、Elisa用 Pak1 ウサギモノクローナル抗体 - Q13153

商品番号: CM0002644



前書き

ヒトPAK1 (Q13153)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。がん研究、細胞骨格研究、シグナル伝達経路研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK1 ウサギ mAb
備考/別名	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5058
GeneID	5058
免疫原	合成ペプチド (ヒトPAK1 (Q13153) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13153
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ