


Pak5 ウサギポリクローナル抗体、Wb・Elisa対応 - Q9P286

商品番号: CM0022242



前書き

ウエスタンブロッティング(WB)およびELISAで実証済みのPAK5ウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスと反応します。細胞骨格制御、細胞シグナル伝達、脳研究におけるPAK5/PAK7の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAK5 Rabbit pAb
備考／別名	PAK7; PAK5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57144
GeneID	57144
免疫原	ヒトPAK5 (NP_065074.1)のアミノ酸600～700領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P286
タンパク質分子量	81kDa
発送方法	保冷剤