

ウエスタンブロット、Ip、If、Ihc-P、Elisa用 Pan-Akt ウサギモノクローナル抗体 - P31749 / P31751 / Q9Y243

商品番号: CM0002895



前書き

WB、IP、IF、IHC、ELISAで検証済みのPan-Akt
ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラッ
トのAkt1、Akt2、Akt3を検出します。分子量：56kD
a。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pan-Akt ウサギmAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	207, 208, 10000
GeneID	207, 208, 10000
免疫原	組換えタンパク質：ヒトPan-Akt (NP_005154.2) のアミノ酸1-123番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用分野	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749 / P31751 / Q9Y243
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤