

パンカドヘリン ウサギ モノクローナル抗体 (Mab) For Wb, Ihc-P, Elisa - P12830 / P19022 / P22223 / P33151 / P55283 / P39038

商品番号: CM0009306



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質パンカドヘリンウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスカドヘリンを認識。細胞接着および上皮生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	パンカドヘリン ウサギ mAb
備考/別名	Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; パンカドヘリン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	999/1000/1001/1002
遺伝子ID	999/1000/1001/1001/1002/12561
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P12830/P19022/P22223/P33151/P55283/P39038
タンパク質分子量	140 kDa
発送方法	氷袋