

## Wb、If/Icc、Elisa用 Pan-Crotonyl-K ウサギモノクローナル抗体 - 高特異性 リシン クロトニル化抗体

商品番号: CM0000017

### 前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのPan-Crotonyl-K ウサギモノクローナル抗体（mAb）。ヒト、マウス、ラットおよびその他の種にわたるクロトニル化リシン残基を認識。タンパク質クロトニル化修飾の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                      |
|----------|------------------------|
| 製品名      | Pan-Crotonyl-K ウサギ mAb |
| 免疫原      | 合成ペプチド                 |
| 由来       | ウサギ                    |
| カテゴリー    | その他の修飾抗体               |
| 適用       | WB、IF/ICC、ELISA        |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測） |
| タンパク質分子量 | 10kDa以上                |
| 輸送       | 保冷剤                    |