

WbおよびElisaアプリケーション向けPan-Succinyl-Kウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0000009

前書き

パン-スクシニル-

リシンを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。リシンのスクシニル化と細胞代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pan-Succinyl-KウサギpAb
種	ヒト
免疫原	合成ペプチド Succinyl-Kを含む配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
配送	保冷バッグ