

Wb、If/Icc、Elisa用 Pdap1 ウサギ Pab - Q13442

商品番号: CM0028099

前書き

ヒトPDAP1（PAP1/HASPP28）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。PDGFシグナル伝達および細胞増殖制御の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDAP1 ウサギ pAb
備考/別名	PAP; PAP1; HASPP28; PDAP1
種	ヒト
GeneID	11333
免疫原	合成ペプチド ヒトPDAP1（NP_055706.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13442
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ