


Pfdn4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - Q9Nqp4

商品番号: CM0023277



前書き

PFDN4ウサギポリクローナル抗体はWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。プレフォルディンサブユニット4シャペロンタンパク質を標的とし、タンパク質折りたたみおよびシャペロニン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFDN4 ウサギ pAb
別名	C1, PFD4, PFDN4
対象種	ヒト
遺伝子ID	5203
免疫原	ヒトPFDN4（NP_002614.2）のアミノ酸1-134番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQP4
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	氷袋