

リン酸化Akt1-S473 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P31749

商品番号: CM0001804



前書き

S473部位でリン酸化されたヒトAKT1に対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAへの使用に適しており、マウスおよびラットと交差反応します。癌および代謝におけるAKTシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AKT1-S473 Rabbit pAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	207
遺伝子ID	207
免疫原	ヒトAkt1 (NP_005154.2) のS473周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤