


Phospho-Akt1S1/Pras40-T246 ウサギ Pab（Wb、Elisa用） - Q96B36

商品番号: CM0001273



前書き

このリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAを用いて、ヒトサンプル中のT246でリン酸化されたAKT1S1/PRAS40を検出します。mTOR C1シグナル伝達およびインスリン/栄養応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246 ウサギ pAb
備考/別名	Lobe; PRAS40; Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84335
遺伝子ID	84335
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96B36
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスバッグ