

WbおよびElisa用 Phospho-App-T668 ウサギ Pab - P05067

商品番号: CM0001965



前書き

リン酸化APP（Thr668）に対するウサギポリクローナル抗体（ウエスタンブロットおよびELISA用）。ヒト、マウス、ラットサンプル中の内因性リン酸化APPを検出します。アルツハイマー病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-APP-T668 ウサギ pAb
備考/別名	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; Phospho-APP-T668
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	351
遺伝子ID	351
免疫原	ヒトAPP（NP_958817.1）のT668周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P05067
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷バッグ