

## Wb、Ihc-P、Elisa用 リン酸化Atf2 (T69/T71) ウサギPab - P15336

商品番号: CM0000866



### 前書き

ヒトATF2のThr69/Thr71を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。アポトーシス、転写、DNA損傷応答の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | リン酸化ATF2-T69/T71 ウサギpAb                               |
| 備考/別名       | HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; リン酸化ATF2-T69/T71 |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 1386                                                  |
| GeneID      | 1386                                                  |
| 免疫原         | ヒトATF2 (NP_001871.2)のT69 & T71周辺の合成リン酸化ペプチド。          |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                                |
| 適用          | WB, IHC-P, ELISA                                      |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | P15336                                                |
| タンパク質分子量    | 55kDa                                                 |
| 配送          | 保冷バッグ                                                 |