

Phospho-Bad-S112 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q92934

商品番号: CM0001827



前書き

Phospho-Bad-S112

ウサギmAbは、S112部位がリン酸化されたヒトBadを標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのBadを検出し、アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Bad-S112 ウサギmAb
備考／別名	BBC2; BCL2L8; Phospho-Bad-S112
種	ヒト
遺伝子ID	572
免疫原	合成ペプチド ヒトBadのS112周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92934
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	保冷剤