

Wb、Elisa用 リン酸化Cdk1-T14 ウサギモノクローナル抗体 - P06493

商品番号: CM0001634



前書き

Thr14でリン酸化されたCDK1を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済み。約34 kDaのバンドを検出します。細胞周期、有糸分裂、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化CDK1-T14 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; リン酸化CDK1-T14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	983
GeneID	983
免疫原	ヒトCDK1 (NP_001777.1) のT14周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P06493
タンパク質分子量	34 kDa
発送	保冷バッグ