

リン酸化Egfr-Y998 ウサギPab Wb、Elisa用 - P00533

商品番号: CM0000424



前書き

リン酸化EGFR-Y998

ウサギポリクローナル抗体、Western blotおよびELISA用。Y998でリン酸化されたヒトEGFRを検出し、腫瘍学およびシグナル伝達研究に適しています。ヒト試料で検証済み。分子量134 kDa。SWISS P00533。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化EGFR-Y998 ウサギpAb
別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y998
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	合成ペプチド：ヒトEGFR (NP_005219.2) のY998周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
発送方法	保冷剤