

Wb、Elisa用 Phospho-Enos-S1177 ウサギポリクローナル抗体 - P29474

商品番号: CM0000985



前書き

ヒトeNOSのSer1177リン酸化部位に特異的なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。内皮NOシグナル伝達、血管新生、および血管調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-eNOS-S1177 Rabbit pAb
備考/別名	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
種	ヒト
遺伝子ID	4846
免疫原	ヒトeNOS (NP_000594.2) のS1177周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29474
タンパク質分子量	133kDa
配送	氷袋