


Phospho-Erk3-S189 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16659

商品番号: CM0000551



前書き

ERK3 (MAPK6)

のSer189部位を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。MAPキナーゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ERK3-S189 ウサギ pAb
備考/別名	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; Phospho-ERK3-S189
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5597
遺伝子ID	5597
免疫原	ヒトERK3 (NP_002739.1) のS189周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16659
タンパク質分子量	83kDa
配送	アイスバッグ