


## Phospho-Esra-S167 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P03372

商品番号: CM0001921



### 前書き

エストロゲン受容体α（ERα/ESR1）のSer167リン酸化部位を標的とする、リン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトと反応します。エストロゲンシグナル伝達、がん生物学、核受容体経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-ESRα-S167 Rabbit pAb                               |
| 備考/別名       | ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESRα-S167        |
| 種           | ヒト                                                         |
| GeneID (ヒト) | 2099                                                       |
| GeneID      | 2099                                                       |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒトエストロゲン受容体α（ESR1）（NP_000116.2）のS167位周辺の合成リン酸化ペプチド。 |
| ソース         | ウサギ                                                        |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                                     |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                          |
| 交差反応性       | ヒト                                                         |
| SWISS       | P03372                                                     |
| タンパク質分子量    | 66kDa                                                      |
| 配送          | アイスバッグ                                                     |