

WbおよびElisa用 リン酸化Lat-Y171 ウサギPab - O43561

商品番号: CM0001956

前書き

ヒトLATのリン酸化チロシン171を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。T細胞受容体シグナリングにおける重要なアダプタータンパク質。免疫学研究におけるWBおよびELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	リン酸化LAT-Y171 ウサギpAb
備考/別名	LAT1; pp36; IMD52; Phospho-LAT-Y171
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27040
GeneID	27040
免疫原	合成ペプチド ヒトLAT (NP_001014987.1) のY171周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43561
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ