


ウェスタンブロット、Elisa用 リン酸化-Map2K4-S257 ウサギ Pab - P45985

商品番号: CM0001736



前書き

セリン257でリン酸化されたMAP2K4に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ストレスキナーゼシグナル伝達、アポトーシス、免疫恒常性の研究における重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-MAP2K4-S257 ウサギ pAb
備考/別名	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; リン酸化-MAP2K4-S257
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6416
遺伝子ID	6416
免疫原	合成ペプチド - ヒトMAP2K4 (NP_003001.1) のS257周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45985
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ