

Phospho-Mek1/Mek2-S217/S221 Rabbit Mab For Wb, Ip, Elisa - Q02750/P36507

商品番号: CM0000575



前書き

Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217/Ser221)

ウサギモノクローナル抗体（WB、IP、ELISAで検証済み）。ヒト、マウス、ラットと反応します。MAPK/ERKシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MEK1/MEK2-S217/S221 Rabbit mAb
備考/別名	MEK1/MEK2; Phospho-MEK1/MEK2-S217/S221
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5604/5605
GeneID	5604/5605
免疫原	ヒト MEK1/MEK2 (NP_002746.1) のS217およびS221周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02750/P36507
タンパク質分子量	40kDa/43kDa/44kDa
配送	アイスバッグ