

リン酸化ミオシン軽鎖2-S19 ウサギMab（Wb、Elisa用） - P24844

商品番号: CM0001147

前書き

リン酸化ミオシン軽鎖2-S19

ウサギモノクローナル抗体（P24844）はWB、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットの検体中に存在するヒトミオシン軽鎖2のS19リン酸化部位を特異的に検出します。収縮性や細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ミオシン軽鎖2-S19 ウサギmAb
別名	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-Myosin Light Chain 2-S19
対象種	ヒト
遺伝子ID	10398
免疫原	ヒトミオシン軽鎖2（NP_006088.2）のS19周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	ウエスタンブロッティング（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24844
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	保冷剤