


Phospho-P53-S33 ウサギMab（Wb、Elisa用） - P04637

商品番号: CM0001629



前書き

セリン33部位のリン酸化p53を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトp53と特異的に反応します。アポトーシス、細胞周期、がんバイオマーカー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p53-S33 ウサギmAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S33
対象種	ヒト
遺伝子ID	7157
免疫原	ヒトPhospho-p53 (S33) (NP_000537.3) のS33周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	氷袋