


リン酸化Pkc（パン）（Bii Ser660）ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

商品番号: CM0001814



前書き

リン酸化PKC（パン）（βII Ser660）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットにおいてWBおよびELISAでの検証が完了しています。シグナル伝達、腫瘍学、心血管研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKC (pan) (βII Ser660) Rabbit pAb
備考/別名	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (βII Ser660)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GeneID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
免疫原	合成ペプチド；ヒトPKC（パン）βIIIPRKCA（NP_002728.2）のS660周辺の合成リン酸化ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
タンパク質分子量	59kDa/67kDa/74- 83kDa
発送方法	保冷剤