


Phospho-Prmt4/Carm1 (Ser228) ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q86X55

商品番号: CM0001277



前書き

ホスホ-CARM1 (Ser228)
を認識するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで使用可能です。ヒトCARM1（約66 kDa）を検出し、転写コアクチベーション、RNAプロセッシング、がんシグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PRMT4/CARM1-S228 ウサギpAb
備考・別名	PRMT4; Phospho-PRMT4/CARM1-S228
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10498
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86X55
タンパク質分子量	66kDa
発送方法	保冷剤