

リン酸化Rac1/Cdc42-S71 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P60953 / P63000

商品番号: CM0001329



前書き

WBおよびELISA用に開発されたリン酸化Rac1/Cdc42-S71ウサギモノクローナル抗体で、ヒトサンプル中のリン酸化Rac1/Cdc42を特異的に検出します。シグナル伝達経路研究やIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化Rac1/Cdc42-S71 ウサギモノクローナル抗体
略号・別名	CDC42Hs; G25K; TKS; Phospho-Rac1/Cdc42-S71
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	998/5879
GeneID	998/5879
免疫原	ヒト Rac1/Cdc42(P60953/P63000)のS71周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P60953/P63000
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	氷袋