

ホスホ-Ship1-Y1020 ウサギPab Wb・Elisa用 - Q92835

商品番号: CM0001928



前書き

Phospho-SHIP1-Y1020

ウサギポリクローナル抗体は、チロシン1020番目がリン酸化されたヒトSHIP1を検出し、ウエスタンブロットおよびELISAで使用可能です。免疫細胞および造血細胞におけるPI3K経路の負の制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホ-SHIP1-Y1020 ウサギpAb
別名	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship; Phospho-SHIP1-Y1020
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3635
遺伝子ID	3635
免疫原	合成ペプチド：ヒトSHIP1 Y1020周辺のリン酸化合成ペプチド (NP_001017915.1)
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化特異抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92835
タンパク質分子量	133kDa
輸送方法	保冷剤