

ウエスタンブロットおよびElisa用 Phospho-Sirt1-S47

ウサギモノクローナル抗体 - Q96Eb6

商品番号: CM0001125



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPhospho-SIRT1 (Ser47)

ウサギモノクローナル抗体。ヒトSIRT1を約82 kDaで検出します。NAD依存性脱アセチル化、代謝、アポトーシス、DNA損傷応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-SIRT1-S47 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; Phospho-SIRT1-S47
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23411
遺伝子ID	23411
免疫原	ヒトSIRT1 (Q96EB6) のS47周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96EB6
タンパク質分子量	82kDa
発送	保冷バッグ