

Phospho-Stat2-Y690 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P52630

商品番号: CM0001481



前書き

Tyr690部位でリン酸化されたSTAT2を認識するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。インターフェロンシグナル伝達、抗ウイルス応答、ミトコンドリアダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STAT2-Y690 Rabbit pAb
別名	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; Phospho-STAT2-Y690
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6773
遺伝子ID	6773
免疫原	ヒトSTAT2のY690周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52630
タンパク質分子量	98kDa
発送	保冷剤