


リン酸化タウ-S404 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - P10636

商品番号: CM0000554



前書き

リン酸化タウ(Ser404)に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経変性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-S404 Rabbit pAb
別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4137
遺伝子ID	4137
免疫原	ヒトタウS404周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_005901.2)
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79 kDa
発送方法	氷袋梱包