


Wb・Elisa用 ホスホ-Tifa-T9 ウサギPab - Q96Cg3

商品番号: CM0001897



前書き

Thr-

9部位でリン酸化されたヒトTIFAを特異的に認識するウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、分子量21 kDaの自然免疫アダプタータンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホ-TIFA-T9 ウサギpAb
別名	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	92610
免疫原	ヒトTIFA (NP_443096.1) のT9周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96CG3
タンパク質分子量	21 kDa
発送方法	保冷剤