

Phospho-Tyk2 (Y1054/1055) ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P29597

商品番号: CM0001799



前書き

Phospho-Tyk2 (Y1054/1055)

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのTyk2を検出します。サイトカインおよびインターフェロンシグナル伝達、細胞増殖、免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tyk2-Y1054/1055 ウサギ pAb
備考/別名	JTK1; IMD35; Phospho-Tyk2-Y1054/1055
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7297
遺伝子ID	7297
免疫原	ヒトTyk2 (NP_003322.3) のY1054 & Y1055周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P29597
タンパク質分子量	134kDa
輸送	保冷バッグ