


リン酸化チロシン水酸化酵素-S40 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P07101

商品番号: CM0001383



前書き

Phospho-Tyrosine Hydroxylase-S40 Rabbit

pAbは、Ser40でリン酸化されたチロシン水酸化酵素を検出します。WBおよびELISAに適しており、ラットと交差反応します。カテコールアミンおよび神経学研究に最適なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tyrosine Hydroxylase-S40 Rabbit pAb
備考/別名	TYH; DYT14; DYT5b; Phospho-Tyrosine Hydroxylase-S40
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7054
GeneID	7054
免疫原	ヒトチロシン水酸化酵素（NP_000351.2）のS40周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P07101
タンパク質分子量	45-59 kDa
配送	アイスバッグ