


Phospho-Vimentin-S56 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P08670

商品番号: CM0000601



前書き

Phospho-Vimentin-S56 Rabbit

pAbは、WBおよびELISAを用いて、ヒトおよびラットのサンプル中のSer56でリン酸化されたビメンチンを検出します。中間径フィラメントのダイナミクス、細胞遊走、およびEMTの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Vimentin-S56 Rabbit pAb
備考/別名	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; Phospho-Vimentin-S56
種	ヒト
GeneID	7431
免疫原	合成ペプチド：ヒトVIM (NP_003371.2) のS56周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P08670
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ