

Phospho-Ywhaz (Ser58)/Ywhah (Ser59)/Ywhag (Ser59)/Ywhab (Ser60) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P63104 / Q04917 / P61981 / P31946

商品番号: CM0001935



前書き

14-3-

3アイソフォームゼータ（Ser58）、イータ（Ser59）、ガンマ（Ser59）、ベータ（Ser60）を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウス反応性を有し、WBおよびELISAで検証済み。14-3-3シグナル伝達とリン酸化イベントの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-YWHAZ -Ser58+YWHAH -Ser59+YWHAG-Ser59+YWHAB -Ser60 ウサギmAb
備考/別名	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHA1; 14-3-3GAMMA; DEE56; EIEE56; PPP1R170; GW128; HEL-S-1; HSI; KCIP-1; YWHAA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7534/7533/7532/7529
遺伝子ID	7534/7533/7532/7529
免疫原	ヒトYWHAZ/YWHAH/YWHAG/YWHABのSer58&Ser59&Ser59&Ser60周辺配列に対応する合成リン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P63104/Q04917/P61981/P31946
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ