

Pias2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75928

商品番号: CM0004247



前書き

WBおよびELISAでバリデーションされたPIAS2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応し、転写調節に関与するE3 SUMO-タンパク質リガーゼPIAS2を標的とします。STAT、p53、およびステロイドホルモンシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIAS2 ウサギ mAb
備考/別名	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9063
GeneID	9063
免疫原	合成ペプチド ヒトPIAS2 (NP_004662.2) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O75928
タンパク質分子量	45kDa/63kDa/68kDa
配送	氷袋