

Pik3Cg ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P48736

商品番号: CM0015395



前書き

ヒトPIK3CG（p110 γ ）を標的とするウサギポリクローナル抗体（ウェスタンブロットおよびELISA用）。GPCRシグナル伝達と免疫細胞遊走に関与する126 kDaのPI3K γ 触媒サブユニットを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIK3CG ウサギ pAb
備考/別名	PI3K, PIK3, IMD97, PI3CG, PI3Kgamma, p110gamma, p120-PI3K
種	ヒト
遺伝子ID	5294
免疫原	ヒトPIK3CG（NP_002640.2）のアミノ酸1-310に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P48736
タンパク質分子量	126kDa
発送	保冷バッグ