

Pnpla3 ウサギポリクローナル抗体（アディポニュトリン、Ipla2-E）

WbおよびElisa用 - Q9Nst1

商品番号: CM0027850

前書き

ヒトPNPLA3（アディポニュトリン、iPLA2-ε）に対するウサギポリクローナル抗体、ウェスタンブロットおよびELISA用。ヒト、マウス、ラットのPNPLA3を検出。脂質代謝およびNAFLD研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PNPLA3 ウサギ pAb
備考/別名	ADPN; C22orf20; iPLA(2)epsilon; PNPLA3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80339
遺伝子ID	80339
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPNPLA3（NP_079501.2）のアミノ酸377-481に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NST1
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷バッグ