


Polr2A ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa、Chip用） - P24928

商品番号: CM0016690



前書き

DNA指向性RNAポリメラーゼIIサブユニットRPB1（POLR2A）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA、ChIPの各アプリケーションで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに対する交差反応性が確認されています。転写および遺伝子制御の研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	POLR2A ウサギpAb
備考／別名	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A
種	ヒト
GeneID	5430
免疫原	ヒトPOLR2A（NP_000928.1）のアミノ酸1-260番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24928
タンパク質分子量	217 kDa
輸送方法	保冷剤